



Standardní roztok, chrom, šestimocný, 50 mg/L jako Cr^{6+} (NIST), 100 mL

Kat. číslo produktu:

81042H

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení šestimocného chromu. 50 mg/L jako Cr^{6+} , láhev 100 mL

Technické údaje

Koncentrace: 50 mg/L

Platforma: Roztok

Popis: Šestimocný chrom, standardní roztok, jako Cr^{3+} (NIST)