



Intellical MTC306 kombinovaná elektroda se stříbrnou tyčinkou pro argentometrické titrátory AT1000

Kat. číslo produktu: MTC30601
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Intellical MTC306 je digitální kombinovaná elektroda se stříbrnou tyčinkou a s plnitelným solným můstkem a vestavěným teplotním čidlem. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 1 metr a je určená pro titrace na přístrojích řady Titralab AT1000. Elektroda MTC306 je ideální pro argentometrické precipitační titrace při určování obsahu chloridů/solí ve vodě a v potravinářských aplikacích.

Technické údaje

Délka: 200 mm
Délka kabelu: 1 m
Hmotnost: 0,1 kg
Method Type: Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Parametr: mV
Plnicí roztok: 1M KNO₃ (#28564026)
Přesnost teploty: ±0,3 °C
Product Kit: Model: MTC306

Zahrnuté příslušenství: žádné

Reference system: Ag/AgCl
Rozlišení teploty: 0,1 °C
Rozměry (H x D): 12 mm x 200 mm
Rozsah měření: ± 1200 mV
Sensor material: Epoxid
Solný můstek: Porézní solný můstek
Speciální funkce: Argentometrická titrace (dusičnan stříbrný)
Teplotní rozsah: 0 - 80 °C
Termistor: Automatická teplotní kompenzace
Test requirements: Požadovaný parametr: argentometrická titrace

Typ elektrody: Minimální hloubka vzorku (mm): 20
Typ senzoru: Kovová pro redoxní titrace, Pt/ref
Záruka: Stříbrná tyčinka
12 měsíců