



Silikonový stěrač pro modul pro automatické čištění TU5300sc a TU5400sc

Kat. číslo produktu:	LZY915
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Udržujte kyvetu čistou díky náhradnímu silikonovému stěračí pro modul automatického čištění. Stěrač se doporučuje vyměňovat každých šest měsíců nebo podle potřeby v závislosti na typu vzorků. Pro vzorky obsahující vysoké koncentrace železa a manganu objednejte díl číslo LZQ176.

LZY915 je náhradní produkt za LZQ165.