



## Reagencie Chemkey pro stanovení volného chloru (balení po 25 kusech)

**Kat. číslo produktu:** 9429000

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení volného chloru, rozsah 0,04-4,00 mg/L Cl<sub>2</sub>. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

---

### Technické údaje

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Číslo metody:  | 10260                            |
| Obsah balení:  | 25 ks                            |
| Parametr:      | Volný chlor                      |
| Platforma:     | Chemkeys                         |
| Rozsah měření: | 0,04 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub> |