



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení mědi (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9429200
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Reagencie Chemkey pro stanovení mědi, rozsah 0,06-5,00 mg/L Cu. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Měď
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	0,06 - 5,00 mg/L Cu