



Reagencie Chemkey pro stanovení monochloraminu (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9429400
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Reagencie Chemkey pro stanovení monochloraminu, rozsah 0,04-4,0 mg/L Cl₂. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Monochloramin
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂