



Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku a monochloraminu (každé balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9429600
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku, rozsah 0,05 - 0,5 mg/L; reagencie Chemkey pro stanovení monochloraminu, rozsah 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Obsah balení:	50 ks
Parametr:	Volný amoniak
	Monochloramin
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂