



Kompletní souprava přenosného paralelního analyzátoru (PPA)

Kat. číslo produktu:

LPV443.99.20002

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů

Analýza kvality vody. Výrazně efektivnější.

Přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA) od společnosti Hach provádí stejné analýzy s použitím méně než poloviny manuálních kroků. Získejte velmi přesné výsledky s menší pravděpodobností chyb za zlomek času. Až šest parametrů analyzovaných současně.

Menší variabilita

Vyhnete se manuálním krokům, které mohou vést k variabilitě, i když jsou provedeny zkušenými profesionály. Automatizace a vnitřní kontrola teploty zajišťují konzistentnost a opakovatelnost celého procesu, a to při používání stejných postupů a reagentů jako u současných metod Hach.

Méně starostí

Jediný přístroj kombinuje kolorimetrickou a elektrochemickou analýzu v terénní soupravě, která vyžaduje méně rozměrného příslušenství. Manipulace s práškovými reagenty ani skleněnými kyvetami není nutná. Reakce probíhají v Chemkey, které obsahují všechny potřebné chemikálie.

Rychlejší analýza

Proveďte paralelně až čtyři kolorimetrická měření a dvě měření elektrodou a dokončete celou analýzu za čtvrtinu času. Vykonejte více analýz v terénu, získejte potřebné výsledky rychleji a navštivte v rámci každé pracovní směny více odběrných míst.

Technologie Chemkey

Reagencie Chemkey obsahují stejné chemikálie a pracují se stejnými metodami, kterým důvěřujete po desetiletí - nyní dodávané v jednoduchém, uzavřeném systému. Schváleno agenturou EPA pro hlášení volného a celkového chloru v pitné vodě.

Technické údaje

Certifikace:	V souladu s označením CE
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Jaký je obsah balení:	Přístroj SL1000, přenosný kufřík, 1 vzorkovnice pro přístroj, 2 vzorkovnice pro elektrody, dobíjecí baterii, nabíječku baterií, zápečtní řemínek, manuál k přístroji a kabel USB plus 1 pH elektrodu, 1 sondu konduktivity a 1 balení obsahující jednotlivé reagenty Chemkey pro stanovení volného chloru, celkového chloru, monochloraminu, dusitanů a volného amoniaku.
Lamp Type:	Dioda LED (Light Emitting Diode)
Obsahuje:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Podmínky skladování:	-20 - 60 °C / max. 85% relativní vlhkost (nekondenzující)
Požadavky na baterie:	Balení dobíjecích lithiových baterií

Provozní teplotní rozsah:	5 - 50 °C / max. 85% relativní vlhkost (nekondenzující)
Režim měření:	Transmittance (%), absorbance (abs) a koncentrace (Conc)
Rozhraní:	Mini USB
Stupeň krytí:	IP64
Třída ochrany:	III
Záruka:	24 měsíců
Životnost baterie:	>200 analýz s Chemkey se zcela nabitou baterií

Jaký je obsah balení

Přístroj SL1000, přenosný kufřík, 1 vzorkovnici pro přístroj, 2 vzorkovnice pro elektrody, dobíjitelnou baterii, nabíječku baterií, zápětní řemínek, manuál k přístroji a kabel USB plus 1 pH elektrodu, 1 sondu konduktivity a 1 balení obsahující jednotlivé reagenty Chemkey pro stanovení volného chloru, celkového chloru, monochloraminu, dusitanů a volného amoniaku.