



Kyvetový test, manganistanová metoda, 0,5 - 10 mg/L O₂ (CHSKMn)

Kat. číslo produktu:

LCK394

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagenty pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Technické údaje

Metoda:	Manganistan
Parametr:	CHSKMn
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 8467
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Manganistanová metoda (CHSKMn)
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	ISO 8467