



Volný amoniak, sada reagensií, 50 testů

Kat. číslo produktu:

2879200

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Vylepšená sada reagensií pro sekvenční stanovení volného amoniaku a monochloraminu indofenolovou metodou. **Nahrazuje 2879700.**

Vyžaduje nový postup (viz karta Reagencie/postup) a aktualizaci softwaru přístroje (viz Downloads (Ke stažení)>Other (Další)>Product Notice - Monochloramine and Free Ammonia (Poznámka k produktu - Monochloramin a volný amoniak)).

Metoda Hach 10200 Rozsahy: 0,04 - 4,50 mg/L Cl₂ a 0,02 - 0,50 mg/L NH₃-N. Sada obsahuje reagentie pro přibližně 50 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	10200
Metoda:	Indofenol
Počet testů:	50
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 820
Rozsah měření:	0,02 - 0,50 mg/L NH ₃ -N