



Karusel, 20 pozic, kádinky 90 mL, AS1000

Kat. číslo produktu:

LZE201

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 3 dnů

Karusel pro AS1000 s 20 pozicemi pro 90mL kádinky, bez kádinek

Technické údaje

Počet pozic na vzorek: 20

Záruka: 24 měsíců

Požadované příslušenství

- Magnetické míchátko, 20 x 6 mm (5 ks) (Item LZE136)
- Sada kádinek (20 ks), 90 mL, PP (Item LZE194)