



Karusel, 12 pozic, kádinky 50 mL a 150 mL, AS1000

Kat. číslo produktu:

LZE203

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 3 dnů

Karusel pro AS1000 s 12 pozicemi pro 50mL a 150mL kádinky, bez kádinek

Technické údaje

Počet pozic na vzorek: 12

Záruka: 24 měsíců

Požadované příslušenství

- Sada kádinek, 50 mL, polypropylen (5 ks) (Item LZE108)
- Sada kádinek (5 ks), 150 mL, polypropylen (Item LZE109)
- Magnetické míchátko, 20 x 6 mm (5 ks) (Item LZE136)
- Kruhový adaptér na kádinku, 50 mL, AS1000 (12 ks) (Item LZE213)