



## Karusel, 30 pozic, kádinky 50 mL, AS1000

**Kat. číslo produktu:**

**LZE202**

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 3 dnů

Karusel pro AS1000 s 30 pozicemi pro 50mL kádinky, bez kádinek

---

### Technické údaje

Počet pozic na vzorek: 30

Záruka: 24 měsíců

---

### Požadované příslušenství

- Sada kádinek (30 ks), 50 mL, PP (Item LZE193)
- Magnetické míchátko, 12 x 4,5 mm (30 ks) (Item LZE217)