



Sension+ 5209 plnitelná kombinovaná pH elektroda pro objemy mikrovzorků, průměr 6 mm, šroubovací uzávěr S7

Kat. číslo produktu: LZW5209.97.0002

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

pH elektroda (plnitelná) s keramickým solným můstkem. Skleněné tělo. Rozsah 0 - 14 pH, 0 - 80 °C. Šroubovací uzávěr S7. Průměr 6 mm, minimální hloubka ponoru 8 mm.

Tato pH elektroda je vhodná pro objemy mikrovzorků.

Pro objemy mikrovzorků

Referenční elektroda s vysokou stabilitou díky rukávovému provedení solného můstku

Zapouzdřený referenční systém

Technické údaje

Délka:	100 mm
Konektor:	Screw cap S7
Materiál:	Tělo elektrody: sklo
Parametr:	pH
Plnicí roztok:	LZW9500.99 KCl 3M
Přesnost:	0,002 pH s pH31 metrem
Rozměry (H x D):	8 mm x 100 mm
Rozsah měření:	0 - 14 pH
Solný můstek elektrody:	Keramická
Teplotní rozsah:	0 - 80 °C
Typ elektrody:	Laboratorní
Typ senzoru:	Sklo
Záruka:	12 měsíců

Požadované příslušenství

- Kabel AS7 / 1M / BNC pro přístroje s konektorem BNC (Item LZW9055.99)