



Formaldehyd kyvetový test - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO

Kat. číslo produktu: LCK425
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Acetylaceton
Parametr:	Formaldehyd
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO12460
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO