



Be Right™



Kyvetový test pro stanovení anionaktivních tenzidů 0,1-4,0 mg/L

Kat. číslo produktu:

LCK432

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



LCK kyvetové testy: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Pro menší obsah chemikálií šetrný k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro analytika díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatickou identifikaci testu ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřícími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Doba použitelnosti:	18 měsíců od data výroby
Metoda:	Methylenová modř (MBA)
Parametr:	Povrchově aktivní látky, anionaktivní
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Popis:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0.1 - 4.0 mg/L
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	ISO 7875-1