



CHSK kyvetový test 5-60 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

LCK1414

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Vhodné pro kontrolu povolených limitů. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru a kalibraci Truecal

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Chemická spotřeba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Truecal:	Ano