



pH pufovací roztok, pH 4,01, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2283449.99
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Kvalitní pufovací roztok, barevně rozlišený červeně pro snadnou identifikaci. S návazností na NIST. pH je $4,01 \pm 0,02$ při teplotě 25 °C.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Koncentrace:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	pH
pH hodnota(y):	4.01
Platforma:	Roztok
Popis:	Pufovací roztok, barevně rozlišený - červená (NIST)