



SPADNS 2 (bez arzenu), fluoridy regenční roztok, 3,78 L

Kat. číslo produktu:

2947517

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení fluoridů metodou Hach SPADNS 2 10225. Složení reagentie SPADNS2 odstraňuje interference chloru bez arzenu. Rozsah: 0,02–2,00 mg/L F⁻ V souladu s EPA. láhev 3,78 L

Stejná účinnost jako tradiční Hach SPADNS

Použijte stejné přístroje Hach, postupy analýzy a kalibrační křivky

Technické údaje

Číslo metody:	10225
Metoda:	SPADNS 2
Platforma:	Roztok
Počet testů:	945
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Soulad s EPA:	Ano