



Glass Fiber Filter, Diameter 90 mm, Preweighed for Standard Methods TSS procedure, 100/pk

Kat. číslo produktu: 2546140
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Individually preweighed filter papers, preweighed in compliance with Standard Methods Total Suspended Solids procedure. Each in a planchet with tare weight listed. Each tare weight meets Standard Methods specifications.

Technické údaje

Jednotky:	100/pk
Materiál:	Glass Microfiber
Obsah balení:	100 /pk
Průměr:	90 mm
Velikost póru:	1.5 µm