



Reagencie Chemkey pro stanovení celkové alkality, vysoký rozsah (balení po 25 ks)

Kat. číslo produktu: 8636100
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pro stanovení celkové alkality, vysoký rozsah 200 - 700 mg/L CaCO₃. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Číslo metody:	10283
Metoda:	Colorimetric
Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Alkalita, celková
Platforma:	Chemkeys
Rozsah měření:	200 - 700 mg/L CaCO ₃