



Sada reaglií pro stanovení chlóru/ozónu 0,03 - 0,4/0,05 - 1,5 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu:

LCW510

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Technické údaje

Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor/ozon
Počet testů:	100
Popis:	Volný/celkový chlor a ozon, dva měřicí rozsahy
Reference method:	ISO 7393-2
Rozsah měření:	0,1 - 1,5 mg/L Cl ₂ / O ₃ (kulatá kyveta)
Rozsah měření (2):	0,03 - 0,4 mg/L Cl ₂ / O ₃ (50mm hranatá kyveta)
Zvláštní poznámky:	Pro vysoký rozsah: LCW906, pro nízký rozsah LZP341