



Be Right™



Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9429500
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku, rozsah 0,05–0,5 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$, pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (Portable Parallel Analyser, PPA).

Technické údaje

Obsah balení:	25 ks/balení.
Parametr:	Amoniak, volný
Platforma:	Chemkeys
Přístroj:	Přenosný paralelní analyzátor SL1000
Rozsah měření:	0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$