



Plnicí roztok, referenční, 1M KNO₃, 59 mL

Kat. číslo produktu: 28564026
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Plnicí roztok pro referenční element elektrody, dusičnan draselný (KNO₃), 1 M, láhev 59 mL

Technické údaje

Formula:	KNO ₃ 1M
Jaký je obsah balení:	Roztok, 59 mL
Obsah balení:	59 mL
Popis:	MTC306
Solution Type:	Náhradní

Jaký je obsah balení

Roztok, 59 mL