



Mangan, sada reagensií, 0,005 - 0,7 mg/L Mn

Kat. číslo produktu:

LCW632

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Reagenční set bez kyanidů pro stanovení manganu pomocí TMB

Technické údaje

Metoda:	TMB
Parametr:	Mangan
Platforma:	LCW
Počet testů:	50
Podmínky skladování:	4 - 8 °C (chráňte před světlem)
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah měření:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Rozsah měření (2):	Ultra nízký rozsah
Zvláštní poznámky:	Je třeba 50 mm hranatá kyveta L郑341