




Titracijski namjenski komplet za pića: pH i ukupna kiselost u punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke, s dvije štrcaljke od 25 mL

Kat. číslo produktu: AP0026.AT1222
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Application Pack for the determination of pH, Total Acidity in Soft Drink/Juice/ Energy Drink Bottlers. Suited for Titrator Model AT1000 Series Automatic Titrator Model AT1222.

Technické údaje

Aplikace:	Food & Beverage
Jaký je obsah balení:	Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načínima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i dvije (2) visokoprecizne staklene štrcaljke od 25 mL s prstenima za štrcaljku.
Kompatibilní přístroje:	Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.
Parametr:	AT1222
Syringe:	pH, Total Acidity (Double Syringe)
Typ:	Double
Záruka:	Application Pack
	24 měsíců

Jaký je obsah balení

Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načínima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i dvije (2) visokoprecizne staklene štrcaljke od 25 mL s prstenima za štrcaljku. Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.