



Činidla kyseliny peroctové Chemkey (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 8635200
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Činidla kyseliny peroctové Chemkey, rozsah 0,04 - 50,0 mg/L PAA. Pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Číslo metody:	10297
Jaký je obsah balení:	25 kusů činidel Chemkey
Obsah balení:	25 ks
Parametr:	Kyselina peroctová
Platforma:	Chemkeys
Přístroj:	SL1000
Rozsah měření:	0,04 - 50,0 mg/L PAA

Jaký je obsah balení

25 kusů činidel Chemkey