




Sada pro ověření objemu byrety AT1000

Kat. číslo produktu:	LZE228
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne	

Souprava pro ověření objemu byrety pro automatický titrátor řady Titralab AT1000

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Sada obsahuje: stojan, křížovou svorku a držák (LZE231); hadičky, pipetovací špičku, držák na pipetu a držák na byretu (LZE230); licenci pro aktivaci ověření byrety (LZE229)

Záruka:

24 měsíců

Jaký je obsah balení

Sada obsahuje: stojan, křížovou svorku a držák (LZE231); hadičky, pipetovací špičku, držák na pipetu a držák na byretu (LZE230); licenci pro aktivaci ověření byrety (LZE229)