



Dusitany, kyvetový test 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 testů

Kat. číslo produktu:

LCK343

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Předdávkové reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabici opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Štítek s čárovým kódem pro automatickou identifikaci ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Diazotace
Parametr:	Dusitany
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	EN ISO 26777, DIN 38405 D10
Podmínky skladování:	15 - 25 °C
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	2 - 90 mg/L NO ₂ -N