



CHSK, kyvetový test pro slanou vodu, 250-1000 mg/L O₂, 25 testů

Kat. číslo produktu:

LCK1914

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Použitelné pro stanovení nízkých rozsahů CHSK ve vzorcích vody s vysokými koncentracemi chloridů do 20 000 mg/L. Bez nutnosti namáhavé předúpravy vzorků! Předdávkované reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Metoda:	Dichroman
Parametr:	CHSK (pro vzorky do 20000 mg/L chloridů)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Požadovaný rozklad:	Ano
Přístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah měření:	250 - 1000 mg/L O ₂