



Orthofosforečnany, standardní roztok, 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$

Kat. číslo produktu:	LCA549
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Orthofosforečnany, standardní roztok s 0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$ pro kontrolu kvality s kyvetovým testem LCK549 na orthofosforečnany. Test LCA549 je také vhodný pro kontroly kvality pomocí analyzátoru Phosphax sc LR.

Technické údaje

Koncentrace:	0,2 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
Obsah balení:	100 mL
Parametr:	Orthofosforečnany
Podmínky skladování:	15 - 25 °C