



pH pufovací roztok, pH 7,00, 1000 mL

Kat. číslo produktu:	2283553
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Vysoce kvalitní roztok pufru, barevně rozlišený žlutě pro snadnou identifikaci. S návazností na NIST. pH je $7,00 \pm 0,02$ při teplotě 25 °C.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Koncentrace:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Obsah balení:	1000 mL
pH hodnota(y):	$7,00 \pm 0,02$ pH
Platforma:	Roztok
Popis:	Pufrovací roztok, barevně rozlišený - žlutý (NIST)