



Reagencie Chemkey pro stanovení fluoridů (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9878000
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Chemkey pro stanovení fluoridů pro přenosný paralelní analyzátor SL1000

Pro stanovení fluoridů metodou Hach 10312.

Menší variabilita

Automatizace a vnitřní kontrola teploty zajišťují konzistentnost a opakovatelnost celého procesu, a to při používání stejných postupů jako u současných metod Hach. Vyhněte se manuálním krokům, které mohou vést k variabilitě, i když jsou provedeny zkušenými profesionály.

Jednodušší postup

Uvnitř Chemkey jsou obsaženy všechny chemikálie a probíhají veškeré reakce. Manipulace s práškovými reagenty ani skleněnými kyvetami není nutná.

Technické údaje

Parametr:	Fluoridy
Počet testů:	25
Přístroj:	SL1000
Rozsah měření:	0,10–4,0 mg/L F