



## Reagencie Chemkey pro stanovení zinku (balení po 25 kusech)

**Kat. číslo produktu:** 9879000  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Datum odeslání** neuvedeno

### Chemkey pro stanovení zinku pro přenosný paralelní analyzátor SL1000

Pro stanovení zinku metodou Hach 10313.

#### Nižší kolísání výsledků

Automatizace a vnitřní kontrola teploty zajišťují konzistentnost a opakovatelnost celého procesu, a to při používání stejných postupů jako u současných metod Hach. Vyhněte se manuálním krokům, které mohou vést k variabilitě, i když jsou provedeny zkušenými profesionály.

#### Jednodušší postup

Uvnitř Chemkey jsou obsaženy všechny chemikálie a probíhají veškeré reakce. Manipulace s práškovými reagenty ani skleněnými kyvetami není nutná.

---

### Technické údaje

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Obsah balení:  | 25 ks/1 balení   |
| Parametr:      | Zinek            |
| Počet testů:   | 25               |
| Přístroj:      | SL1000           |
| Rozsah měření: | 0,10–6,0 mg/L Zn |