



**Be Right™**



## **Orthophosphate Standard Solution, 0 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL**

**Kat. číslo produktu:**

**LCW1051**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dodání do 1 týdne**

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### **Technické údaje**

Koncentrace:	0 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Orthophosphate
Přístroj:	NP6000sc