



**Be Right™**



## **Orthophosphate Standard Solution, 15 mg/L PO<sub>4</sub>-P, 500 mL**

<b>Kat. číslo produktu:</b>	<b>LCW1056</b>
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Standard Solution for use with the NP6000sc Phosphate Analyser.

---

### **Technické údaje**

Koncentrace:	15 mg/L PO <sub>4</sub> -P
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Orthophosphate
Přístroj:	NP6000sc