



Be Right™



Sada pro stanovení obecné kotelní vody, kapková titrace, model AL-94 MG-L

Kat. číslo produktu: 222403-EU
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Správná údržba a hospodárnost provozu moderních kotlů a chladicích věží vyžaduje pečlivou rovnováhu mezi parametry kvality vody a chemickými látkami pro úpravu vody. Tato testovací sada se používá k monitorování úprav kotelní a chladicí vody a ke kontrole koroze. Představuje ekonomické řešení pro malé provozovatele kotlů, kteří potřebují monitorovat alkalitu, chloridy, tvrdost, železo a pH.

Používá jednoduché a ekonomické metody kapkové titrace a diskových komparátorů

Sada obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Využívá metody kapkové titrace a diskových komparátorů

Technické údaje

Aplikace:	Kotelní voda
Parametr:	Alkalinity, chloride, hardness, iron, and pH (4-10)
Platforma:	Barevný disk
Přístroj:	AL-94 MG-L