



Celková tvrdost, souprava činidel pro digitální titrátor (LR)

Kat. číslo produktu:

2448000-EU

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení celkové tvrdosti, 10 - 160 mg/L CaCO₃, metoda EDTA.

Technické údaje

Číslo metody:	8213
Metoda:	Titrace EDTA
Parametr:	Celková tvrdost
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Ano
Speciální funkce:	Reagent set, LR, Digital Titrator

Požadované příslušenství

- Zaštitné rukavice veličiny L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)