



Chlorine, free; colour disc test kit, model CN-66F (pk/100)

Kat. číslo produktu:
CZK Cena bez DPH:
Datum odeslání neuvedeno

223102-EU
Kontaktujte nás

Nebezpečné



Measuring range 0.1 - 3.4 mg/L Cl₂

Technické údaje

| | |
|---------------------------|--|
| Metoda: | Colour disc/DPD |
| Parameter: | Chlorine Free |
| Parametr: | Chlorine, low range - As free Cl ₂ |
| Platforma: | Barevný disk |
| Počet testů: | 100 |
| Přístroj: | CN-66F |
| Rozsah měření: | Single Range |
| Smallest increment: | 0.2 |
| Standardní rozsah měření: | 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ |
| Styl kufříku: | B |
| Typ testovací soupravy: | CN-66F |
| Vysvětlivka: | *mg/L unless otherwise noted, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm. |