



Testovací souprava, chlor (volný a celkový), model CN-80

Kat. číslo produktu:
CZK Cena bez DPH:
Datum odeslání neuvedeno

2129000-EU
Kontaktujte nás

Nebezpečné



Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuálního stanovení

Jednoduchá a cenově výhodná metoda s diskovým komparátorem je nejpřesnější metodou vizuální testovací soupravy

Dosáhnete rychlých výsledků díky snadno přenosné testovací soupravě.

Technické údaje

Metoda:	Diskový komparátor/DPD
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parametr:	Chlor, nízký rozsah – jako volný a celkový Cl ₂ ← celkový Cl ₂ ←
Platforma:	Barevný disk
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	2,5
Přístroj:	CN-80
Rozsah měření:	0-0,68 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0-3,4 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (3):	0-10 mg/L Cl ₂
Smallest increment:	0,02
	0,1
	0,5
Standardní rozsah měření:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	CN-80 ²