



Be Right™



## Sada reagensií, chlor (volný a celkový), DPD FEAS, digitální titrátor

**Kat. číslo produktu:**

2445300-EU

Nebezpečné

**CZK Cena bez DPH:**

Kontaktujte nás

**Datum odeslání neuváděno**



Pro stanovení chloru (volný a celkový) titrací digitálním titrátorem s železnatým etylenediamonium sulfátem, s použitím indikátoru DPD. Rozsah: Až do 3,00 mg/L Cl<sub>2</sub>. Sada reagensií zahrnuje: DPD volný chlor - reagentie, polštářky s práškem, DPD celkový chlor - reagentie, polštářky s práškem, železnatý etylenediamonium sulfát, titrační náplň, 0,00564 N. Přibližně 40 - 100 testů

### Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

### Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

### Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

### Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

---

## Technické údaje

Metoda:	DPD-FEAS
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	0 - 3.00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Stojan na vzorek:	Titration

---

## Požadované příslušenství

- Zaštitné rukavice veličiny L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)