




Be Right™



## Barva, standardní roztok, 500 jednotek Pt Co, bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL

Kat. číslo produktu:

141410-EU

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení barvy. 500 jednotek platina-kobalt. Bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL.

### Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standarty v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přidavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

### Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přidavků standardu.

### Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

---

## Technické údaje

Koncentrace:	500 jednotek
Obsah balení:	16 x 10 mL ampules
Parametr:	Color
Platforma:	Roztok
Popis:	Barevné standardy