



## Souprava roztoků pufru, barevně značeno, pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01, 500 mL

**Kat. číslo produktu:** 2947600-EU  
**CZK Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Ušetřete při nákupu trojbalení s pH pufrů!

Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Praktické balení 3 barevně značených roztoků pufrů. pH je  $\pm 0,02$  pH jednotky. Láhve 500 mL, pH 4,01, 7,00 a 10,01

**Snížení nákladů o 33 % oproti nákupu jednotlivých láhví**

---

### Technické údaje

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Barevně značeno?:    | Ano                                        |
| Nastavení balení:    | Láhev                                      |
| Návaznost na NIST:   | Ano                                        |
| Obsah balení:        | 3 lahve po 500 mL                          |
| pH hodnota(y):       | 4,01, 7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH při 25 °C |
| Podmínky skladování: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)          |
| Popis:               | pH pufr pro kalibraci                      |